

Code: EF121A

سیلر تمام اتوماتیک

- ✓ قابلیت ایجاد پاکت به شکل خودکار
- ✓ سرعت دوخت ۱۰ متر در دقیقه
- ✓ امکان دادن برنامه جهت سه فعالیت خودکار: ۱- برش ۲- سیل و چاپ ۳- برش، سیل و چاپ
- ✓ دمای قابل تنظیم ۶۰ تا ۲۲۰ درجه سانتی‌گراد
- ✓ تنظیم عرض حاشیه دوخت (۰ تا ۳۵ میلی‌متر)
- ✓ مناسب فرآیندهای بخار/فور/اتیلن اکساید/پلازما (پراکسید هیدروژن)
- ✓ سخنگوی اعلام وضعیت
- ✓ دارای صفحه نمایش لمسی اندروید
- ✓ قابلیت کالیبراسیون توسط کاربر
- ✓ قابلیت استفاده از رول‌های مختلف تا عرض ۴۰ سانتی‌متر
- ✓ صرفه‌جویی و عدم هدر رفت رول با توجه به برش خودکار و دقیق
- ✓ امکان قراردادن چند رول به صورت همزمان تا عرض ۴۰ سانتی‌متر



103*29 CM - 42 KG

Code: EF101-CR

سیلر حرارتی روتاری مجهز به چاپگر

- ✓ مجهز به پرینتر جهت چاپ تاریخ، زمان انقضا و بسیاری موارد دیگر
- ✓ دارای حافظه با قابلیت ۱۰ هزار صفحه برای ثبت اطلاعات
- ✓ دمای قابل تنظیم ۶۰ تا ۲۲۰ درجه سانتی‌گراد
- ✓ مناسب فرآیندهای بخار/فور/اتیلن اکساید/پلازما (پراکسید هیدروژن)
- ✓ دارای صفحه نمایش لمسی
- ✓ قابلیت خنک و گرم شدن سریع دستگاه (۴۰ ثانیه)



566 * 235 CM - 15 KG

Code: EF130E

سیلر حرارتی روتاری (سریع)

- ✓ سرعت دوخت ۲۰ متر در دقیقه
- ✓ قابلیت دوخت با عرض نامحدود رول یا پاکت
- ✓ دمای قابل تنظیم ۶۰ تا ۲۲۰ درجه سانتی‌گراد
- ✓ تنظیم عرض حاشیه دوخت (۰ تا ۳۵ میلی‌متر)
- ✓ مناسب فرآیندهای بخار/فور/اتیلن اکساید/پلازما (پراکسید هیدروژن)
- ✓ دارای صفحه نمایش
- ✓ مجهز به شمارنده تعداد پک سیل شده
- ✓ قابلیت کالیبراسیون توسط کاربر



49*26 CM - 12 KG

Code: EF100L

سیلر حرارتی روتاری

- ✓ سرعت دوخت ۱۰ متر در دقیقه
- ✓ قابلیت دوخت با عرض نامحدود رول یا پاکت
- ✓ دمای قابل تنظیم ۶۰ تا ۲۲۰ درجه سانتی‌گراد
- ✓ تنظیم حاشیه دوخت (۰ تا ۳۵ میلی‌متر)
- ✓ مناسب فرآیندهای بخار/فور/اتیلن اکساید/پلازما (پراکسید هیدروژن)
- ✓ دارای صفحه نمایش
- ✓ مجهز به شمارنده تعداد پک سیل شده
- ✓ قابلیت کالیبراسیون توسط کاربر



48*24 CM - 12 KG

Code: EF007B & EF008B

سیلر حرارتی دستی و پدال‌دار

- ✓ مجهز به کاتر با تیغه دو طرفه
- ✓ مدل دستی: دارای اهرم جهت دوخت | مدل پدالی: قابلیت دوخت با پدال
- ✓ دمای قابل تنظیم ۶۰ تا ۲۲۰ درجه سانتی‌گراد
- ✓ مناسب فرآیندهای بخار/فور/اتیلن اکساید/پلازما (پراکسید هیدروژن)
- ✓ دارای صفحه نمایش
- ✓ قابلیت کالیبراسیون توسط کاربر
- ✓ حداکثر عرض دوخت تا عرض ۴۰ سانتی‌متر
- ✓ امکان تنظیم زمان دوخت در مدل پدالی



46*33 CM - 14 KG



46*33 CM - 13 KG



اطلاعات تکمیلی + فیلم آموزشی از طریق اسکن
↓
مان آرتا سلامت
Marsimex.com
021-88106063

Easyseal®

Code: EF201

رولر (ریل)

- ✓ در کنار سیلرهای روتاری به منظور آسان تر کردن کارها
- ✓ امکان حرکت روان تر پکت ها یا پک های سیل شده
- ✓ آزاد شدن دست کاربر در هنگام سیل کردن
- ✓ جلوگیری از آسیب دیدن جنس بسته بندی ناشی از وزن پک




74.5*28.5*5.5 CM - 4.5KG

Code: EF211

کاتر یک طبقه

- ✓ برش رول های بسته بندی و کاربرد در ایجاد پیل پک های بسته بندی و پوچ
- ✓ دارای یک طبقه جهت قرار دادن رول ها و برش آن ها
- ✓ مجهز به تیغه دو طرفه
- ✓ قابلیت برش تا عرض ۷۰ سانتی متر
- ✓ قابلیت چینش و برش چند رول کنار هم
- ✓ مناسب برای رول های فرآیندهای بخار، اتیلن اکساید و پلاسما (پراکسید هیدروژن)




78*34*14 CM - 7 KG

Code: EF212

کاتر دو طبقه

- ✓ برش رول های بسته بندی و ایجاد پیل پک های بسته بندی و پوچ
- ✓ دارای دو طبقه جهت قرار دادن رول ها و برش آن ها
- ✓ مجهز به تیغه دو طرفه
- ✓ قابلیت برش تا عرض ۷۰ سانتی متر
- ✓ قابلیت چینش و برش چند رول کنار هم (در هر دو طبقه)
- ✓ مناسب برای رول های فرآیندهای بخار، اتیلن اکساید و پلاسما (پراکسید هیدروژن)



73.5*34.5*39.5 CM - 10 KG

Code: EF215

کاتر تمام اتوماتیک

- ✓ برش خودکار رول های بسته بندی و ایجاد پیل پک های بسته بندی و پوچ
- ✓ قابلیت برش رول ها با اندازه های مختلف تا عرض ۴۰ سانتی متر (امکان ارایه مدل ۵۰ و ۶۰ سانتی متر)
- ✓ امکان قراردادن همزمان چند رول برای برش
- ✓ صرفه جویی و عدم هدر رفت رول با توجه به برش خودکار و دقیق
- ✓ قابل استفاده برای رول های معمولی و پلیسه
- ✓ مناسب برای رول های فرآیندهای بخار، اتیلن اکساید و پلاسما (پراکسید هیدروژن)
- ✓ کاهش زمان کار به دلیل سرعت برش ۲۰ متر در دقیقه
- ✓ مجهز به صفحه نمایش لمسی اندروید و ذخیره اطلاعات برش های انجام شده



590*290*200 CM - 25KG

Code: EFXXX

سیل تست

- ✓ سه نوع تست سیلر جهت آزمون کردن کیفیت دوخت
- ✓ سیل تست دمای پایین (برای پلاسما پراکسید هیدروژن) کد EF361
- ✓ سیل تست دمای بالا (برای اتوکلاو- اتیلن اکساید) کد EF351
- ✓ سیل تست دمای بالا (برای اتوکلاو- اتیلن اکساید) نوع بدون فیلم کد EF351NF
- ✓ با قابلیت یادداشت اطلاعات لازم روی برگه سیل تست و بایگانی



17.5 * 7.5 CM

Code: RS20D

رول بسته بندی و پلیسه

- ✓ رول بسته بندی ۱۰۰ و ۲۰۰ متری بخار و اتیلن اکساید
- ✓ رول ساده دارای عرض های ۷.۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ سانتی متر
- ✓ رول پلیسه با سایزهای ۳۰ و ۴۰ سانتی متر و سایزهای سفارشی
- ✓ دارای اندیکاتور تیپ یک در حاشیه رول برای پروسه بخار و اتیلن اکساید



اطلاعات تکمیلی + فیلم آموزشی از طریق اسکن



مان آرتا سلامت

Marsimex.com

021-88106063

Easyseal®